

## 装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：GSL-1500X-TGA 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	1500℃快速升温降温热重分析炉	GSL-1500X-TGA	台	1	
2	联想笔记本	昭阳 X3-15 I7-13620/40G/1T	台	1	
3	法兰组件	GSL-1500X-TGA 用	套	1	
4	连熔炉管	φ60*1000mm	根	1	
5	氮化硅管	L1000/62/50	根	1	
6	氧化铝坩埚	外径 φ40*内径 φ36*72mm	个	2	
7		外径 φ34*38mm	个	2	
8	氧化铝管堵		个	1	自制
9	双铂铑热电偶	B 型-900mm	根	1	自制
10		B 型-180mm	根	1	
11	陶瓷支撑杆	外径 12*内径 10*长度 400mm	根	1	自制
12	硅钼棒	MRU1800 型 4/9*热 165*冷 140*间距 25	根	6	含固定块
13	数显防腐真空计	3PC3-011-1100 (PCG554) 含电源匹配器	个	1	
14	盲板	KF-16、KF-25	个	2	各 1 个
15	卡箍（不锈钢）	KF-16、KF-25、KF-40、KF-50	个	5	1、2、1、1
16	卡箍转接头	KF40-KF25	个	1	
17	呆扳手	5.5-7、10-12、14-17、17-19	把	5	1、1、2、1
18	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5、M6	个	5	各 1 个
19	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	根	1	
20	网线	1m	根	1	
21	硅胶 O 型圈	外径 φ68*内径 φ58*截面 φ5mm	个	8	连熔炉管用
		内径 φ7.1*3.1mm	个	4	

22	氟胶 O 型圈	外径 $\phi 68$ *内径 $\phi 58$ *截面 $\phi 5$ mm (氟橡胶 26)	个	4	
23	折叠踏板爬梯	加厚铝合金五步梯	个	1	
24	耐温手套	大号	副	1	
25	不锈钢双卡套外螺纹接头	$\phi 6.35$ G1/4" (直螺纹 MTI 用)	个	2	
26	不锈钢圆柱头内六角螺丝	M4*10、M6*20、M6*25	个	36	各 12 个
27	不锈钢垫片	M4、M6	套	24	含平弹垫
28	不锈钢螺母	M4	个	8	
29	免责声明		份	1	
30	保修证书		份	1	
31	说明书		本	1	
32	双级真空泵	VRD-8/220V/50/60HZ (含油雾过滤器)	台	1	
33	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
34	波纹管 (不锈钢)	KF-25*1200mm	根	1	
35	卡箍	KF-25mm (不锈钢)	个	2	
36	氮化硅管	L1000/62/50	根	1	
<b>检验人</b>			<b>审核人</b>		